

## FUNCIONAMIENTO PASO A PASO DE ALLON®: Modo normotermia (predeterminado)



Indicaciones de uso: Mantenga la temperatura corporal preestablecida según lo determine el médico. Mantenga la temperatura corporal normal durante las intervenciones quirúrgicas en pacientes adultos y pediátricos.

### 1. Configuración

1.	Coloque la unidad Allon en la ubicación deseada y bloquee las ruedas delanteras.
2.	Rellene el depósito de agua de forma que el nivel se encuentre entre las dos líneas rojas utilizando únicamente <b>agua corriente filtrada a 0,22 micras o agua estéril</b> .
3.	Coloque el ThermoWrap® apropiado en la mesa de quirófano ( <i>consulte las instrucciones de uso de ThermoWrap</i> ).
4.	Conecte los tubos de agua al ThermoWrap y al dispositivo Allon (un sonido de clic indicará que cada tubo se ha conectado). Asegúrese de que las pinzas del ThermoWrap estén abiertas.
5.	<b>ENCIENDA</b> el dispositivo Allon. Se realizará un autodiagnóstico completo.
6.	El precalentamiento del agua se realiza automáticamente después del autodiagnóstico.
7.	Una vez terminado, el sistema comienza a hacer fluir agua tibia automáticamente al ThermoWrap.
8.	Puede seleccionar la temperatura del punto de ajuste (el punto de ajuste predeterminado = 37,0 °C en el modo Normotermia) o seleccionar la temperatura de salida del agua en el modo Manual (temperatura predeterminada = 38,5 °C) mediante el botón Punto ajuste.




### 2. Calentamiento

1.	Coloque al paciente en el ThermoWrap (después de que la envoltura se rellene con agua). Consulte las instrucciones de uso de ThermoWrap.	
2.	Conecte el cable <b>Core</b> (Interno) a la toma <b>Core</b> (Interna) situada en la parte derecha y el cable <b>Surface</b> (Superficie) a la toma <b>Surface</b> (Superficie) situada en la parte izquierda del sistema, haciendo coincidir los colores gris con gris y verde con verde. A continuación, enchufe las sondas de temperatura en los cables adaptadores correspondientes.	
3.	Inserte la sonda <b>Core</b> (Interna) en el paciente y acople la sonda <b>Surface</b> (Superficie) en la piel del paciente.	
4.	Fije el ThermoWrap en el paciente.	
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el modo Normotermia, la temperatura del paciente ahora está regulada por Allon según lo establecido por el médico.</li> <li>En el modo Manual, la temperatura del agua ahora está regulada por Allon según lo establecido por el médico.</li> </ul>	

\*Este documento no reemplaza el requisito de leer el manual del usuario completo de Allon.


### 3. Enfriamiento

1.	Al enfriar al paciente, Allon debe cambiarse al modo en espera.	
2.	Seleccione <b>ESPERA</b> en el menú y mantenga este modo hasta que el médico desee que la máquina se caliente.	
3.	Para reanudar el calentamiento con Allon, seleccione <b>OPERAR</b> en el menú.	

### 4. Desconexión

1.	Cambie al modo en espera y espere unos segundos.
2.	Sujete los conectores firmemente en ThermoWrap, desenvuelva al paciente y retire las sondas de este.
3.	Desconecte el ThermoWrap de Allon.
4.	Deshágase del ThermoWrap y de las sondas desechables.

### 5. Cuidado después del uso: Pautas de limpieza y desinfección

1.	Ponga tabletas o polvo de dicloroisocianurato de sodio (NaDCC) en el depósito de agua según las recomendaciones del fabricante de NaDCC y procese durante 30 minutos en el modo en espera.	
2.	Vaciar el depósito de agua: seleccione <b>Empty</b> (Vacío) en el menú Services (Servicios) (consulte las instrucciones del manual del usuario). Allon le avisará cuando el depósito se haya vaciado.  <b>Para uso frecuente (de 3 a 4 veces por semana):</b> drene el agua una vez a la semana. <b>Para uso poco frecuente:</b> drene el agua después de cada uso.	
3.	Limpie y desinfecte la máquina y los accesorios según el protocolo del hospital. Utilice toallitas desinfectantes estándar para desinfectar las superficies externas del sistema Allon, incluidos todos los cables de temperatura, las conexiones de agua y los conectores.	

### 6. ¿Sabía que...?

1.	El uso de ThermoWrap <b>NO</b> sustituye a las pautas de prácticas comunes para prevenir las llagas. Continúe usando las medidas preventivas estándar de llagas cuando use el ThermoWrap.
2.	Un ThermoWrap <b>NO</b> se debe usar como herramienta para levantar o mover al paciente.
3.	Evite la acumulación de líquidos entre la piel y el ThermoWrap.

\*Este documento no reemplaza el requisito de leer el manual del usuario completo de Allon.