

FONCTIONNEMENT PAS À PAS DU DISPOSITIF ALLON® : Mode normothermie (par défaut)



Indication d'utilisation : Maintenir la température corporelle prédéfinie par le médecin. Maintenir une température corporelle normale pendant les interventions chirurgicales chez les patients adultes et pédiatriques.

1. Installation

| | |
|----|--|
| 1. | Placer l'unité Allon à l'endroit souhaité et bloquer les roues avant. |
| 2. | Remplir le réservoir d'eau de sorte que le niveau se trouve entre les deux lignes rouges. Utiliser exclusivement de l'eau du robinet stérile ou filtrée à 0,22 micron . |
| 3. | Placer la ThermoWrap® appropriée sur la table d'opération (<i>Consulter le mode d'emploi de la ThermoWrap</i>) |
| 4. | Raccorder les tubes à eau à la ThermoWrap et au dispositif Allon en veillant à entendre le clic lors de la connexion de chaque tube. S'assurer que les pinces de la ThermoWrap sont ouvertes. |
| 5. | Mettre le dispositif Allon sous tension (ON) . L'unité réalise un autotest complet. |
| 6. | L'eau est automatiquement préchauffée après l'autotest. |
| 7. | Une fois le préchauffage terminé, le système commence à alimenter automatiquement la ThermoWrap en eau chaude. |
| 8. | Il est possible de sélectionner la température de consigne (température de consigne par défaut = 37,0 °C en mode normothermie) ou de sélectionner la température de sortie d'eau en mode manuel (valeur par défaut = 38,5 °C) à l'aide de la touche Température de consigne. |



2. Chauffage

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Placer le patient sur la ThermoWrap (une fois la combinaison remplie d'eau). Consulter le mode d'emploi de la ThermoWrap. |   |
| 2. | Connecter le câble Core (Centrale) à la prise Core (Centrale) sur la droite et le câble Surface à la prise Surface sur la gauche du système, en appariant les couleurs, gris sur gris et vert sur vert, puis brancher les sondes de température aux câbles adaptateurs. | |
| 3. | Insérer la sonde Core (Centrale) dans le patient et fixer la sonde Surface sur la peau du patient. | |
| 4. | Fixer la ThermoWrap sur le patient. | |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> En mode normothermie, la température du patient est désormais régulée par Allon en fonction des paramètres définis par le médecin. En mode manuel, la température de l'eau est désormais régulée par Allon en fonction des paramètres définis par le médecin. | |

*Ce document ne se substitue pas à l'obligation de lire tout le Manuel de l'utilisateur Allon.

| 3. Refroidissement | |
|--------------------|--|
| 1. | Lors du refroidissement du patient, commuter l'unité Allon en mode veille. |
| 2. | Sélectionner VEILLE dans le menu et maintenir ce mode actif tant que le médecin ne souhaite pas que la machine chauffe. |
| 3. | Pour redémarrer le chauffage avec Allon, sélectionner FONCTIONNEMENT dans le menu |



| 4. Déconnexion | |
|----------------|--|
| 1. | Passer en mode veille et attendre quelques secondes |
| 2. | Bien serrer les connecteur sur la ThermoWrap, sortir le patient de la combinaison, puis retirer les ondes du patient |
| 3. | Déconnecter la ThermoWrap de l'unité Allon |
| 4. | Éliminer la ThermoWrap et les sondes jetables |

| 5. Entretien après l'utilisation : Consignes de nettoyage et désinfection | |
|---|--|
| 1. | Verser du dichloroisocyanurate (DCCNa) sous forme de tablettes ou de poudre dans le réservoir d'eau en respectant les recommandations du fabricant du DCCNa et faire fonctionner pendant 30 minutes en mode Veille. |
| 2. | Vider le réservoir d'eau : Sélectionner Vider dans le menu Fonctions programmées (voir les instructions du Manuel de l'utilisateur). Allon vous alertera lorsque le réservoir sera vide. Pour un usage fréquent (3 à 4 fois par semaine) : Vider l'eau une fois par semaine. Pour un usage peu fréquent : Vider l'eau après chaque utilisation. |
| 3. | Nettoyer et désinfecter la machine conformément au protocole de l'établissement. Utiliser des lingettes de désinfection standard lors de la désinfection des surfaces externes du système Allon, sans oublier les câbles de température, les connexions d'eau et les connecteurs. |



| 6. Le saviez-vous ? | |
|---------------------|---|
| 1. | L'utilisation de la ThermoWrap NE SE SUBSTITUE PAS aux directives de pratique courante pour la prévention des escarres. Poursuivre l'application des mesures standard de prévention des escarres lors de l'utilisation de la ThermoWrap. |
| 2. | NE PAS utiliser la ThermoWrap comme outil de levage ou de déplacement du patient. |
| 3. | Éviter toute accumulation de liquides entre la peau et la ThermoWrap. |

*Ce document ne se substitue pas à l'obligation de lire tout le manuel de l'utilisateur Allon.