

ALLON®, ПОЭТАПНАЯ ИНСТРУКЦИЯ: Режим нормотермии (по умолчанию)

Показание к применению: для поддержания предварительно заданной температуры тела, определенной врачом; для поддержания нормальных уровней температуры тела во время хирургических процедур у взрослых и детей.

1. Настройка

| | |
|----|--|
| 1. | Установите устройство Allon в нужном месте и заблокируйте передние колеса. |
| 2. | Заполните бак для воды до уровня между двумя красными линиями, используя только стерильную воду или водопроводную воду, пропущенную через фильтр с ячейками 0,22 мкм. |
| 3. | Положите соответствующий костюм ThermoWrap® на операционный стол (см. инструкцию по применению костюма ThermoWrap). |
| 4. | Присоедините к костюму ThermoWrap и устройству Allon трубки для воды; во время присоединения каждой трубки должен быть слышен щелчок. Убедитесь, что зажимы костюма ThermoWrap открыты. |
| 5. | Включите устройство Allon. Устройство выполнит полный тест самопроверки. |
| 6. | После теста самопроверки будет автоматически выполнен предварительный нагрев воды. |
| 7. | После завершения этих процедур система автоматически начнет подавать теплую воду в костюм ThermoWrap. |
| 8. | Можно выбрать температурную уставку (принятая по умолчанию температурная уставка = 37,0 °C в режиме нормотермии) или выбрать температуру вывода воды в ручном режиме (значение по умолчанию = 38,5 °C), пользуясь кнопкой уставки. |


2. Согревание

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Уложите пациента на костюм ThermoWrap (после заполнения костюма водой). См. инструкцию по применению костюма ThermoWrap. |   |
| 2. | Присоедините кабель Core (Ядро) к гнезду разъема Core (Ядро) на правой стороне системы и кабель Surface (Оболочка) к гнезду разъема Surface (Оболочка) на левой стороне с соблюдением цветности (серый к серому, зеленый к зеленому), а затем присоедините датчики температуры к соответствующим кабелям адаптера. | |
| 3. | Введите датчик Core (Ядро) в тело пациента и наложите датчик Surface (Оболочка) на его кожу. | |
| 4. | Закрепите костюм ThermoWrap на пациенте. | |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> После этого устройство Allon в режиме нормотермии поддерживает температуру пациента на установленном врачом уровне. После этого устройство Allon в ручном режиме поддерживает температуру воды на установленном врачом уровне. | |

*Этот документ не отменяет требования полного прочтения руководства пользователя устройства Allon.


3. Охлаждение

| | | |
|----|---|---|
| 1. | При охлаждении пациента устройство Allon следует переключить в режим ожидания. |  |
| 2. | Выберите в меню РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ и сохраняйте этот режим, пока врачу не потребуется, чтобы устройство начало согревание. | |
| 3. | Для возобновления согревания устройством Allon выберите в меню режим РАБОТА . | |

4. Отсоединение

| | |
|----|---|
| 1. | Переведите устройство в режим ожидания и подождите несколько секунд. |
| 2. | Плотно сомкните зажимы на костюме ThermoWrap, снимите костюм с пациента и удалите датчики с пациента. |
| 3. | Отсоедините костюм ThermoWrap от устройства Allon. |
| 4. | Удалите в отходы костюм ThermoWrap и одноразовые датчики. |

5. Обслуживание после использования: указания по чистке и дезинфекции

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Поместите таблетки или порошок дихлоризоцианурата натрия (ДХЦН) в бак для воды согласно указаниям производителя ДХЦН и оставьте устройство работать в режиме ожидания в течение 30 минут. |  |
| 2. | Опорожните бак для воды: Выберите в меню Обслуживание Слив воды (см. инструкцию в руководстве пользователя). Устройство Allon сообщит вам, когда бак опорожнится. При частом использовании (3–4 раза в неделю): сливайте воду один раз в неделю. При нечастом использовании: сливайте воду после каждого использования. | |
| 3. | Выполняйте чистку и дезинфекцию устройства и принадлежностей в соответствии с принятыми в больнице правилами. Используйте стандартные дезинфицирующие салфетки для дезинфекции наружных поверхностей системы Allon, в том числе всех кабелей датчиков температуры, сочленений трубок для воды и разъемов. | |

6. Знаете ли вы?

| | |
|----|---|
| 1. | Применение костюма ThermoWrap НЕ отменяет выполнение обычных мер профилактики пролежней. При использовании костюма ThermoWrap продолжайте выполнять обычные меры профилактики пролежней. |
| 2. | Костюм ThermoWrap НЕ следует использовать как средство поднятия или перемещения пациента. |
| 3. | Избегайте накопления жидкостей между кожей и костюмом ThermoWrap. |

*Этот документ не отменяет требования полного прочтения руководства пользователя устройства Allon.