


**ALLON® STEGVISA DRIFTINSTRUKTIONER: Normotermiläge (standard)**

Indikation för användning: Upprätthåll förinställd kroppstemperatur som har bestämts av läkaren. Upprätthåll normala kroppstemperaturer under kirurgiska ingrepp på vuxna och pediatrika patienter.

**1. Installation**


1.	Ställ Allon-enheten på önskad plats och lås framhjulen.
2.	Fyll vattentanken så att nivån ligger mellan de två röda strecken med endast <b>sterilt vatten eller kranvatten som har filtrerats med ett 0,22 mikron filter.</b>
3.	Placera ett lämpligt ThermoWrap® på operationsbordet (Se bruksanvisningen till ThermoWrap)
4.	Anslut vattenslangarna till ThermoWrap och till Allon-enheten och lyssna efter ett klickljud när varje slang ansluts. Säkerställ att klämmorna på ThermoWrap är öppna.
5.	Slå <b>PÅ</b> Allon-enheten. Ett fullständigt självtestet utförs.
6.	Föruppvärmning av vattnet görs automatiskt efter självtestet.
7.	När självtestet är klart, börjar varmt vatten automatiskt flöda från systemet till ThermoWrap.
8.	Du kan välja börvärdestemperaturen (standardbörvärde = 37,0 °C i Normotermiläge) eller välja temperatur för vattenutflöde i Manuellt läge (standard = 38,5 °C) med hjälp av inställningsnyckeln.


**2. Uppvärmning**

1.	Placera patienten på ThermoWrap (när filten har fyllts med vatten). Se bruksanvisningen till ThermoWrap.	
2.	Anslut <b>kärn</b> (Core)-kabeln till <b>kärn</b> (Core)-uttaget på höger sida och <b>yt</b> (Surface)-kabeln till <b>yt</b> (Surface)-uttaget på vänster sida av systemet genom att matcha färgerna (grå mot grå, grön mot grön) och sedan ansluta temperaturproberna till de avsedda adapterkablarna.	
3.	För in <b>kärnproben</b> (Core) i patienten och fäst <b>ytproben</b> (Surface) på patientens hud.	
4.	Fäst ThermoWrap på patienten.	
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>I Normotermiläge regleras patientens temperatur nu av Allon enligt läkarens inställningar.</li> <li>I Manuellt läge regleras vattentemperaturen nu av Allon enligt läkarens inställningar.</li> </ul>	

\*Personer som läser detta dokument måste ändå läsa hela bruksanvisningen till Allon.


### 3. Nedkylning

1.	Allon ska försättas i standbyläge när patienten kyls ned	
2.	Välj <b>STANDBY</b> från menyn och fortsätt att använda detta läge tills läkaren vill att maskinen värms upp.	
3.	Återuppta uppvärmning med Allon genom att välja <b>ANVÄND</b> från menyn	

### 4. Koppla från

1.	Växla till standbyläge och vänta i några sekunder
2.	Kläm fast anslutningarna ordentligt på ThermoWrap, packa upp patienten och ta bort proberna från patienten
3.	Koppla bort ThermoWrap från Allon
4.	Kassera ThermoWrap och engångsproberna

### 5. Hantering efter användning: Riktlinjer för rengöring och desinfektion

1.	Lägg natrium sodium dikloroisocyanurat (NaDCC) i tablett- eller pulverform i vattentanken enligt rekommendationerna från NaDCC-tillverkaren och kör i 30 minuter i standbyläge.	
2.	Töm vattentanken: Välj <b>Töm</b> från menyn Service (se bruksanvisningen för instruktioner). Allon meddelar när tanken har tömts. <b>Om enheten används ofta (3-4 gånger i veckan):</b> Dränera vattnet en gång i veckan. <b>Om enheten används sällan:</b> Dränera vattnet efter varje användning.	
3.	Rengör och desinficera maskinen och tillbehören enligt sjukhusets protokoll. Använd desinfektionsservetter av standardtyp för att desinficera externa ytor på Allon-systemet, inklusive alla temperaturkablar, vattenanslutningar och kopplingar.	

### 6. Visste du att...

1.	Användning av ThermoWrap ersätter <b>INTE</b> riktlinjer för god praxis som ska följas för att förhindra trycksår. Fortsätt att använda standardåtgärder för att förebygga trycksår när du använder ThermoWrap.
2.	En ThermoWrap ska <b>INTE</b> användas som ett verktyg för att lyfta eller flytta patienten.
3.	Se till att vätskor inte ansamlas mellan huden och ThermoWrap.

\*Personer som läser detta dokument måste ändå läsa hela bruksanvisningen till Allon.